

REFERENCE

Radiofrecuencia



Eliminación de la celulitis

Reafirmación corporal

Rejuvenecimiento



inpulsO  DERM

www.inpulsoderm.com

REFERENCE es el equipo de Radiofrecuencia más avanzado del mercado, destinado al rejuvenecimiento facial, lifting no ablativo, reafirmación corporal, lipólisis y recuperación de tejidos.

REFERENCE rejuvenece la piel y moldea la figura mediante un sofisticado sistema de Radiofrecuencia Dermocontrolada por doble emisión de onda, produciendo el grado de excitación necesario en cada región corporal o facial.

Inpulsoderm ha desarrollado un software propio que permitirá un tratamiento intuitivo, fácil y seguro, a la vez que optimiza los resultados en cada tratamiento.

Rápidos resultados con múltiples aplicadores.

Los diferentes aplicadores que incorpora **REFERENCE** están especialmente diseñados para realizar cada tratamiento de forma específica en cada zona corporal y facial, en estos programas se puede seleccionar automáticamente la frecuencia de emisión (Mhz), tiempo (min) y potencias (wats) por lo que se obtienen resultados visibles desde la primera sesión.

CÓMO FUNCIONA

REFERENCE actúa emitiendo un campo de Radiofrecuencia Dermocontrolada a través del tejido dérmico subdérmico donde produce:

Contracción y estimulación de las fibras de colágeno y elastina, reafirmando y eliminando la flaccidez.

Contracción del tejido conectivo, actúa como un soporte de las células epiteliales, permite la difusión de nutrientes, de oxígeno. Estimula la producción de fibras colágenas, elásticas y reticulares, **REFERENCE** hace que el tejido conectivo se vuelva uniforme, lineal y orientado horizontalmente, produciendo con ello un estado de reafirmación.

Contracción del tejido conjuntivo que actúa rellenando los espacios entre los otros tejidos o formando el estroma, es decir el soporte estructural de las células de otros tejidos, como el muscular o el adiposo, y los vasos sanguíneos y nervios. Reduciendo el edema, el eritema y el volumen general.

Facilita y aumenta la degradación del tejido adiposo, eliminando los depósitos de grasa de forma no invasiva.

CARA

- Se consigue un efecto Lifting, pero sin cirugía
- Se contrae el óvalo facial
- Las cejas suben con lo que la mirada rejuvenece
- El surco naso geniano se suaviza
- Se afina la piel ganando frescura y luminosidad
- Los pómulos están más marcados

VENTAJAS PARA EL PACIENTE:

TRATAMIENTO SIN MOLESTIAS

NO INVASIVO

NO ABLATIVO

SE PUEDE REALIZAR EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO

TRATAMIENTOS RÁPIDOS Y EFECTIVOS DESDE LA PRIMERA SESIÓN

VENTAJAS PARA EL PROFESIONAL:

FÁCIL MANEJO

SIN CONSUMIBLES

MANTENIMIENTO MÍNIMO

ALTA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

PROTOCOLOS ESTRICTAMENTE DESARROLLADOS

AMPLIA VARIEDAD DE TRATAMIENTOS

RÁPIDA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

FÁCIL DE TRANSPORTAR

CUERPO

- Aumenta elasticidad, redefinir contornos, acumulación de grasa y retención de líquidos
- La piel del abdomen se vuelve más tersa
- Menor hinchazón y retención de líquidos
- Reducción de volumen al eliminar los depósitos de grasa
- Mejora el aspecto de la piel de naranja, haciendo desaparecer sus hoyuelos
- La zona del interior de los brazos se reafirma, así como la zona interna de los muslos
- Los glúteos ganan firmeza

Características Técnicas

Tensión de entrada: 220V AC 50Hz, 110V AC 60Hz

Potencia de entrada: 500VA

Frecuencia de trabajo: 1MHz – 10MHz

Potencia de salida: 260W

Diámetros salida puntas: 15mm/20mm/30mm/43mm

Peso: 16 Kg

Dimensiones máquina: 450mm * 375mm * 260mm

Dimensiones mesa: 300mm * 450mm * 700mm